

工業総合研究所所有装置

名称	ミニカップミル	メーカー	(株)伊藤製作所	型式	MC-4A型	取得	H13
概要	試料約10mLを短時間かつ少ない発熱で微粉碎することができます。						
応用事例	- 試料の微粒子化 - X線回折試料の調製 - 局在化試料の粉碎および混合・均一化						
主な仕様	粉碎容器:ジルコニア、アルミナ、ステンレス製						
粉碎時間	(準備時間+5~15分)/個		  アルミナ ジルコニア ステンレス				
試料等の制約	- 一つのカップによる一回の粉碎量 10mL程度 - あらかじめ試料の粒径を1cm程度以下にする必要あり - 粉碎容器の構成材料が、多少試料に混入する可能性あり(容器材質の検討) その他、お気軽にご相談ください。						
使用料 手数料	機器貸出:260円/時間						

お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部

TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp