

## 工業総合研究所所有装置

名称	クリーンベンチ	メーカー	ヤマト科学 (株)	型式	ADS-130型	取得	H1
概要	細胞や微生物を取り扱う際に、埃や雑菌の混入(コンタミネーション)を防ぎ、無菌状態で作業するための装置です。						
応用事例	紫外線照射で、菌の突然変異株を作出することが出来ます。						
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅121.5,高さ72.0cm,奥行き62.5cm</li> <li>・殺菌灯(紫外線)付き、ガスバーナ、蛍光灯付き</li> <li>・AC電源あり</li> </ul>						
試験時間	任意						
試料等の 制約	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特に試料の形態の制約はありません。</li> <li>・ 試料の包装容器は、消毒用アルコールで殺菌し、庫内に入れて下さい。</li> <li>・ 試験が終わったら、消毒用アルコールを噴霧し、庫内を無菌状態にして下さい。</li> </ul> <p>その他、お気軽にご相談ください。</p>						
使用料 手数料	機器貸出:250円/時間						
お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部 TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp							