


工業総合研究所所有装置

| | | | | | | | |
|--|---|------|--------------|--|----------|----|----|
| 名称 | クリーンベンチ | メーカー | ヤマト科学 (株) | 型式 | ADS-130型 | 取得 | H1 |
| 概要 | 細胞や微生物を取り扱う際に、埃や雑菌の混入(コンタミネーション)を防ぎ、無菌状態で作業するための装置です。 | | | | | | |
| 応用事例 | 紫外線照射で、菌の突然変異株を作出することができます。 | | | | | | |
| 主な仕様 | <ul style="list-style-type: none"> ・幅121.5,高さ72.0cm,奥行62.5cm ・殺菌灯(紫外線)付き、ガスバーナ、蛍光灯付き ・AC電源あり | | | | | | |
| 試験時間 | 任意 | | | | | | |
| 試料等の制約 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 特に試料の形態の制約はありません。 ・ 試料の包装容器は、消毒用アルコールで殺菌し、庫内に入れて下さい。 ・ 試験が終わったら、消毒用アルコールを噴霧し、庫内を無菌状態にして下さい。 <p>その他、お気軽にご相談ください。</p> | | |  | | | |
| 使用料 手数料 | 機器貸出: 250円/時間 | | | | | | |
| お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部 | | | | | | | |
| TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp | | | | | | | |